

Catálogo de equipos





New Doublo 2.0

HIFU + RF

- Mejora la flacidez de la piel
- Ataca arrugas profundas
- Reducción de poros
- Hidrata la piel
- Ultrasonido microenfocado (MFU)
- Radiofrecuencia (RF)
- Rejuvenecimiento de la piel
- Reducción de línea de mandíbula
- 20 tipos de cartuchos

Espaciado	1.0 - 5.0mm
Longitud	5.0mm - 25mm
Consumo de energía	AC 100-240V, 50/60Hz
Dimensiones	700(w)-605(L)-1315(H)
Peso	43.5kg

Doublo Gold

MFU

- Estiramiento de la piel
- Rejuvenecimiento
- Lifting no invasivo
- Lifting papada
- Reducción de pliegue nasolabial
- Reducción de papada

Potencia	0.2 a 2J/cm
Cartuchos	S7 7.0Mhz, 1.5mm M7 7.0Mhz, 3.0mm D4 4.0MHZ, 4.5mm L4 4.0Mhz, 13mm
Espaciado	0.5 a 10.0mm
Longitud	5 a 25mm
Requisitos eléctricos	Ac 100-240V, 50/60hz





Picohi 300

Picolaser

- 300 picosegundos reales
- Sin daño fototérmico
- Mejora el rejuvenecimiento de la piel
- Elimina acné, pecas, arrugas, manchas en la piel, varices, ojeras, manchas por la edad y más.
- 5 manuales intercambiables según el tratamiento.
- Eliminación de tatuajes a color

Longitud de onda	Nd:YAG 1064nm, 532nm
Duración de pulso	300ps, 275ps
Potencia máxima	1.67GW, 0.91GW
Maximo pulso de energía	500mJ, 250mJ
Repeticiones	1, 2, 5, 10Hz
Requerimiento eléctrico	220-240 VAC, 4.4KVA, 50/60Hz

Silkro

Radiofrecuencia

- Agujas ajustables
- Profundidades de 0.5 hasta 3.5mm
- Gran ángulo de visión
- Punta con un 25% menos de superficie, minimiza las molestias durante el tratamiento y da mayor ángulo de visión al operador para garantizar procedimientos mas exactos y precisos.

Tipo de energía	Radiofrecuencia
Frecuencia	2MHZ
Potencia eléctrica	120-240 VAC, 50/60 Hz, 150W
Dimensiones	65(W), 768(L), 128(H)
Peso	43kg





Pro A

Analizador facial

- Sistema de detección y análisis facial
- Diseño minimalista todo en uno
- Sistema de escaneo preciso
- Imagen y análisis realista
- Acceso instantáneo a imágenes
- Tecnología de inteligencia artificial para prevenir daños futuros
- Simulador de envejecimiento

Píxeles de imagen	12 millones
Modo espectral	RGB/CPL/PPL/UV
Iluminación	LED
Máximo consumo de energía	1000W
Input	24V 5A
Comunicación de interfase	USB 3.0
Temperatura de operación	0-40c
Temperatura guardado	-10C - 40C
Peso	12Kg

ISEMECO D9

Analizador de piel y diseño estético

- Imagen facial 3D
- Imagen a 4 espectros:
NL, PPL, UV y CPL
- Simulación del envejecimiento
- Detección de arrugas
- Tecnología de IA
- Distinción entre síntomas leves y graves
- Función estética 3D
- Reportes inmediatos de resultado



Nombre:	Skin Imaging Analyzer	Model:	D9
Píxeles:	Full-face 36 million pixels		
Tipo de imagen:	RGB light / Cross-polarized light / Parallel-polarized light / UV light		
Tipo de iluminación:	LED	CMOS Size:	1-inch CMOS
3D Camera:	Luz directa con doble camara		
Precisión de modelo 3D:	0.2mm	Máximo consumo de energía:	100W
Input:	4V 5A	Interfaz de comunicación:	USB3.0 B port
Temperatura de operación:	0-40 °C	Temperatura al almacenar:	-10 °C-40 °C
Peso:	22KG		
Dimensión:	Incluyendo la mesa: L:1087mm W:965mm H:1500mm Equipo:L:450mm W:640mm H:560mm		



Aqua Peel

Hidrafacial

- Peeling
- Ultrasonido
- RF multipolar
- Iontoforesis
- Maneral BOHR
- Cabezal frío/calor
- Mango de pulverización de oxígeno
- Desintoxicación de células muertas
- Produce colágeno y elastina
- Remodela colágeno
- Estimula tejido de la piel
- Contrae y expande poros

Punta de tornado	Grande, pequeño
Rango de vacío	Max 680mmHg
Radio frecuencia	1Mhz, Multipolar (6pol)
Levantamiento de Ion	500Hz (Elevación digital de Ion)
Ultrasonido	1Mhz / 2W/cm2
Interfaz	Pantalla táctil 10 pulgadas
Voltaje de entrada	100-120V, 50-60HZ /220-240V, 50-60HZ

Cool 360

Cryolipolysis

- Cavitación ultrasónica
- Multi frecuencia
- Tecnología de congelación
- Adelgazamiento y modelado del cuerpo
- Estiramiento de piel
- Reducción de grasa
- Aceleración de metabolismo
- 4 cabezales con caucho de silicona
- Ideal para cintura, espalda, abdomen, gluteos, papada y piernas.

Salida de fuente de alimentación	1000w
Presión de aspirado	0 - 600 kpa
Piezas de mano	4
Numero de disparos	Ilimitado
Sistema de congelamiento	Agua+Aire+Semiconductor+Gel
Congelación en piel	0° / -10c
Tiempo para maniobrar	Continuo / Programar tiempo
Temperaturas	10c / -10c
Voltaje	110 V





Focuslim

EMS

5 tipos de entrenamiento

- Hiit
- Hipertrofia
- Fuerza
- Combo 1 Hiit + Hipertrofia
- Combo 2 Hipertrofia + Fuerza
- Aumento promedio del 18% muscular
- Efectos del 21% sobre las grasas
- Asas de trabajo independiente y sincronizado
- Tratamiento no invasivo
- Hasta 30,000 contracciones en 30 minutos
- Tecnología HIFEM

Voltaje de entrada	AC 110V-220V
Potencia de salida	300W - 500W
Frecuencia	1-150HZ
Fusible	20A
Refrigeración	Doble refrigeración de aire

ND-Lase PRO

Nd: YAG Pico

- 4 tipos de láser:
532nm, 755nm, 1064nm, 1320nm
- Apto para todo tipo de piel y tatuajes
- La potencia máxima puede alcanzar 1000V.
- Da hasta 10 disparos por segundo (1-10Hz) logrando un trabajo mucho más rápido,



Aplicaciones:

- Combate la pigmentación y cicatrices
- Rejuvenece la piel
- Ataca el daño por el sol
- Pigmentación de la piel
- Eliminación de tatuajes
- Melasma

Pantalla	Pantalla a color de 10.34 pulgadas
Longitud de onda	755nm, 532nm, 1064nm, 1320nm
Suministro de energía	2500W
Frecuencia	1-10Hz
Energía	510V - 1000V
Idiomas	Inglés, alemán, francés, español y 16 idiomas más
Enfriamiento	Por agua
Medidas	58 * 60 * 33cm
Voltaje	110V / 220V



GYNFR

Laser Co2

- Renovación de matriz de colágeno
- Ablación, vaporización, escisión, incisión y coagulación de tejidos blandos.
- Diversas opciones de escaneo
- Modo fraccional
- VRL
- Cirugía Co2
- 7 patrones de tratamiento
- 4 modos de tratamiento

Potencia de salida	40W
Longitud de onda	10600nm
Patrón de scanner	Cuadrado, rectangular, circular, triangular, ovalo, hexagonal, lineal
Tamaño del patrón de scanner	0.1*0.1mm - 20*20mm
Tamaño de spot	0.01-0.07mm
Duración de pulso	0.1-2.6ms ajustable
Energía de pulso	1mj hasta 100mj ajustable
Intervalo entre scanner	0-6s
Sistema de enfriamiento	Aire

GYNFR 2.0

Laser Co2

- 2 modos de operar, continuo y multi pulso
- Vaporiza y calienta el tejido
- Distancia focal de 50,8mm
- Diversas opciones de escaneo
- Modo fraccional
- VRL
- Cirugía Co2
- 7 patrones de tratamiento

Medio láser / Fuente de energía	Co2	
Longitud de onda	10600nm	
Poder maximo	60w	
Modo de trabajo	Multipulso, continuo	
Estructura del modo	TEM	
Tipo de brazo	Brazo ligero de 7 articulaciones	
Brazo ligero	1.36m	
Haz de apunte	Láser de diodo rojo (630-650 n m)	
Tamaño del puño	0,5 mm (+/- 10%)	
Duración y potencia del pulso	Pulso múltiple	(Duración) 1-1000ms
		(Intervalo) 1-1000ms
	Ola continua	1-30W
Calibración de potencia	Periodo de 1 año	
Método limpio	70% isopropanol	
Sistema de control	Pantalla táctil, interruptor de pie	
Operación láser	Interruptor de pie	
Sistema de refrigeración	Refrigeración por agua	
Dimensiones	120*75*56 (sin el brazo)	
Peso	68 kilos	





UnderLight

Laser Lipolysis

Aplicaciones para reducir grasa y reafirmar tejidos

- Párpado superior
- Párpado inferior
- Mejillas
- Mentón
- Cuello
- Brazos
- Busto
- Abdomen
- Espalda
- Caderas
- Gluteos
- Muslo
- Lipoedema
- Rodillas

- Menor inflamación post-operatoria
- Sin riesgo de infección
- Visión clara de operación
- Corto tiempo de rehabilitación
- Mínimos efectos secundarios
- Cicatriz casi nula
- Reafirmación duradera de tejidos

Tipo de láser	Láser de Diodo-Galio-Aluminio-Arseniuro
Longitud de onda	980nm + 1470nm
Modos de operación	CW, pulsado y simple
Puntero láser	Indicador de luz roja ajustable 650nm
Diámetro de fibra	600 um
Conector de fibra	SMA905 estándar internacional
Pulso	0.00s - 10.0s
Delay	0.00s - 10.0s
Voltaje	100-240V, 50/60HZ

LUNYA SHAPE II

Contorno Corporal

- Vacío + Rodillo + RF + LED + Infrarrojo + Ultrasonido
- Alta demanda del paciente por celulitis y tratamientos de contorno corporal.
- Seguro, eficiente, cómodo, sin efectos secundarios.
- Con cuatro asas de diferentes tamaños para diferentes áreas de tratamiento.
- Resultados inmediatos
- 10Mhz RF para lifting de piel, eliminación de arrugas, resultados inmediatos
- Los rodillos Truth vienen con 4 direcciones y diferentes efectos.
- Se puede mostrar el mismo parámetro y ajustarlo en la pantalla y las manijas.
- Controlador independiente en cada mango para facilitar la operación

Model	LS9
Pantalla	Pantalla Pantalla táctil colorida de 10.4 pulgadas
Manijas	3 manijas de RF, 1 manija de cavitación
Tecnología	Vacuum + Roller + RF + LED + Infrared + Ultrasound
Forma de trabajo	Ancho de pulso
Frecuencia de radio	1MHz
Energía de RF	60J
Frecuencia de RF	20M CRF
Vacío	Valor absoluto. Valor relativo de 10 kPa a 80 kPa (7,6 cmHg a 60,8 cmHg). 20kPa-90kPa (15.2cmHg-68.4cmHg)
Camino de rodillos	4 Types
Velocidad del rodillo	0-36 rpm
Área de tratamiento	40*70mm/29*40mm/17*10mm/125. 6mm
voltaje	AC230+ 10%, 50HZ+1HZ

Ideal para:

- Espalda
- Abdomen
- Gluteos
- Muslos
- Brazos
- Rostro
- Ojos
- Cintura





OPT-690

IPL

- Lampara europea, alcanza de 400,00 a 500,000 disparos totales.
- Para todo tipo de vello y tono de piel
- De 480nm hasta 690nm
- Depilación rápida de hasta 10 pulsos por segundo

Potencia	3000W
Frecuencia	1Hz - 10Hz
Rango de energía	1 - 50 J/cm2
Tamaño del punto	15*50mm & 12*30mm

Sheera

Laser diodo

- Laser diodo sin cristal
- Hasta 100 millones de disparos
- Frecuencia de 1-20Hz
- 2 manuales con pantalla integrada
- Sistema android integrado
- Tratamientos más rápidos
- Depilación corporal
- Rejuvenecimiento de la piel y blanqueamiento

Tecnología	Laser Diodo sin cristal para depilación
Longitud de onda	3 longitudes 755nm Alejandrita + 808nm laser diodo + 1064nm laser YAG
Salida de energía	FHR: UP 12J/cm2 ajustable HR UP 100J/cm2 ajustable SR:UP 25J/cm2(+10%) ajustable
Pulso	1-400ms



¡Conóce más!



Escanea con tu
smartphone



Laser Biomedic – Aesthetic Innovations

Av. Casa Bella #102, Colonia Casa Bella, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

☎ 81-3103-3619 81-1775-5388

✉ info@laserbiomedic.com

🌐 www.laserbiomedic.com



/LaserBiomedic



/laserbiomedic



/laser.biomedic



81-3103-3619